

Produto: BOLSA TÉRMICA GEL PARA SEIOS

Identificação			Fiscal		
Tamanho	Referencia	Código Interno	Classificação Fiscal	IPI	ICMS
Único	BC0133	B060133	39.269.040	10%	Tributado
Composição:		Filme: policloreto de vinila. Gel: polímero Vinílico, TEA, conservante e agente anticongelante.			
Prazo de validade:		3 anos			

Embalagem:		
	Embalagem Individual	Caixa Master
Comprimento (cm)	20,4	49,5
Largura (cm)	13,6	49,5
Altura (cm)	5,4	37
Peso Médio (Kg)	0,329	17,508
Empilhamento máx.	x	x
Quantidade	1	52

Código de Barras	7896342901647	17896342901651
------------------	----------------------	-----------------------

Características Gerais:	
Registro no MS	Declarado isento de Registro na ANVISA/ MS 10340440029
Detalhes	<ul style="list-style-type: none"> • Auxilia em tratamentos contra a flacidez e a dissolver os caroços que se formam durante a amamentação. <ul style="list-style-type: none"> • Quente-Frio. • Não congela. • Flexível, leve e prática. • Reutilizável. • Material 100% virgem e atóxico (livre de ftalatos).
Indicações	<ul style="list-style-type: none"> • COMO BOLSA FRIA (CRIOTERAPIA): Auxílio em tratamentos contra a flacidez, ajudando a enrijecer e tonificar os seios, ao ativar a circulação do sangue nesta região; Indicada para processos inflamatórios e recuperação em pós-operatórios de plásticas ou outras cirurgias. • COMO BOLSA MORNA (TERMOTERAPIA): Auxilia a dissolver os caroços que se formam durante a amamentação e ainda proporciona uma sensação de conforto e alívio quando o seio está dolorido.

<p>Modo de usar</p>	<p>FRIA: coloque a Bolsa Térmica Gel para Seios no freezer ou no congelador por, pelo menos, 1 hora. Antes de usar, verifique se está na temperatura ideal. Coloque a bolsa em uma capa ou envolva em uma toalha. Posicione sobre o seio de modo a sentir-se confortável.</p> <p>MORNA: aqueça a água, desligue a chama e mergulhe a Bolsa mantendo-a submersa por 2 minutos. No microondas, mergulhe a Bolsa em recipiente com água apropriado para microondas. Aqueça por 1 minuto. Retire a Bolsa da água (sem usar objetos pontiagudos) e seque a mesma. Antes de usar, verifique com as mãos se a temperatura está adequada. Se estiver muito quente, deixe esfriar. Use uma capa ou envolva a bolsa em uma toalha, para prevenir queimaduras. Coloque a Bolsa sobre o seio de modo a sentir-se confortável.</p>
<p>Atenção</p>	<p>LEIA TODAS AS ORIENTAÇÕES ANTES DE USAR ESTE PRODUTO.</p> <p>Para sua segurança, use sempre a Bolsa Térmica Gel para Seios inserida em uma capa ou envolvida em uma toalha. Nunca aplique diretamente sobre a pele. Não use o produto por mais de 20 minutos consecutivos. O aquecimento excessivo pode danificar o produto e favorecer seu rompimento. Observe a Bolsa enquanto ela estiver sendo aquecida. Se a embalagem começar a se expandir, desligue imediatamente o microondas ou retire da água quente. Nunca aqueça a Bolsa no microondas sem cobri-la com água. Não utilize objetos pontiagudos para manusear a Bolsa. Verifique se existem furos ou rasgos no produto antes de usá-lo. Neste caso, descarte-o. O gel não é tóxico, porém, em caso de ruptura, não o ingira. Se o gel entrar em contato com a pele, lave com água e sabão. Se entrar em contato com os olhos, lave-os com água em abundância e consulte o oftalmologista. Pode ser mantida no freezer ou no congelador, a fim de obter frio imediato. Para aplicação do calor, espere alguns minutos para dar início ao processo de aquecimento.</p> <p>Pessoas com sensibilidade ao frio ou calor ou com problemas circulatórios devem consultar seu médico antes de usar este produto. Quando não estiver em uso, conserve ao abrigo do calor, da luz e da umidade.</p>
<p>Modo de limpar</p>	<p>Limpe com água fria e sabão neutro. Para melhor higienização, utilize álcool.</p>