

Produto: **CINTA MULTIUSO PARA BOLSA TÉRMICA GEL**

Identificação			Fiscal		
Tamanho	Referencia	Código Interno	Classificação Fiscal	IPI	ICMS
Único	BC0120-S	B061201150001108	9021.10.10	10%	Isento
	BC0121-S	B061201150001208			
Composição:	Revestimento (têxtil): 100% poliamida; Interna: 100% Borracha (Neoprene, SBR, NR)				
Prazo de validade:	5 anos		BC0120-S MEMBROS E ARTICULAÇÕES	BC0121-S COSTAS E OMBROS	

Embalagem: Caixa Máster Embalagem Individual

	Embalagem Individual	Caixa Master
Comprimento (cm)	5	50
Largura (cm)	13,5	50
Altura (cm)	20,2	39
Peso Médio (Kg)	0,27	15,9
Empilhamento máx.	x	6
Quantidade	1	52

Código de Barras	BC0120-S	7896342415656	17896342415653
	BC0121-S	7896342415649	17896342415646

Características Gerais:

Registro no MS	Registro na ANVISA nº 10340440055
Detalhes	<ul style="list-style-type: none"> • PODE SER UTILIZADA TANTO PARA APLICAÇÕES DE FRIO QUANTO CALOR TERAPÊUTICO. • FABRICADA EM NEOPRENE, QUE CONSERVA A TEMPERATURA DA BOLSA POR MAIS TEMPO.
Indicação	<p>Para aplicação do frio: A terapia à base de frio atua como eficiente analgésico até 48 horas depois do trauma, apresentando ótimo desempenho no tratamento imediato de entorses, contusões e outras lesões musculares, ao mesmo tempo em que diminui a intensidade do hematoma. A cinta Multiuso com Bolsa Térmica Gel resfriada proporciona o suporte e a compressão necessários para uma efetiva terapia de frio em membros e articulações como tornozelo, cotovelo, coxa e joelho, ou costas e ombros, conforme o tamanho do produto.</p> <p>Para aplicação de calor: A terapia à base de calor é o tratamento indicado para dores crônicas e outras lesões musculares. A ação do calor aumenta a circulação sanguínea, ao mesmo tempo em que alivia a dor, a tensão e o mal-estar. Seu efeito analgésico é altamente eficaz após 48 horas da ocorrência de traumas ou lesões. Enquanto oferece apoio e compressão, a Cinta Multiuso com Bolsa Térmica Gel mantém o calor, produzindo melhores resultados.</p>
Modo de usar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Após esfriar ou aquecer a Bolsa Térmica Gel conforme as instruções, coloque-a no compartimento interno da Cinta. 2. Com a Bolsa Térmica Gel já inserida, coloque a Cinta sobre a região lesionada, prendendo-a com o fecho aderente. 3. Com a Cinta corretamente posicionada sobre a área lesionada, reajuste a pressão. Mantenha a aplicação por 20 minutos, afim de que a ação do calor ou frio terapêutico surta efeito.
Modo de lavar	Lave manualmente com sabão neutro em água até 40°C. Não lave ou seque em máquina. Não utilize produtos clorados. Não remova manchas com solventes. É possível secar na vertical. Não passe a ferro nem utilize vaporização ou tratamento a vapor. Não limpe a seco. Mantenha os fechos aderentes unidos ou cobertos para evitar danos ao produto.