


Produto: **IMOBILIZADOR PARA TORNOZELO**

Tamanho	Identificação		Fiscal		
	Referencia	Código Interno	Classificação Fiscal	IPI	ICMS
P	BC0642-A	B062502151320-02	9021.10.10	Isento	Isento
M	BC0642-B	B062502151322-02			
G	BC0642-C	B062502151323-02			
Composição:	Revestimento externo: 100% algodão. Revestimento interno: Cretone: 100% algodão. Espuma: 100% poliuretano.				
Prazo de validade:	5 anos				

Embalagem:		Embalagem Individual	Caixa Máster
Comprimento (cm)		7	50
Largura (cm)		14	50
Altura (cm)		36	39
Peso Médio (Kg)	P	0,344	7,568
	M	0,358	7,876
	G	0,37	8,14
Empilhamento máx.		x	6
Quantidade		1	22

Código de Barras	P	7896342412921	17896342412928
	M	7896342412938	17896342412935
	G	7896342412945	17896342412942

Características Gerais:	
Registro no MS:	Registro na ANVISA/ MS nº 10340440036
Detalhes:	Faixa cruzada para maior imobilização, Imobilização eficaz e com maior conforto e Talas anatômicas removíveis.
Atenção:	LEIA TODAS AS ORIENTAÇÕES DESTA EMBALAGEM ANTES DE USAR ESTE PRODUTO. Não use o produto enquanto estiver dormindo. Caso ocorram irritações na pele, suspenda o uso e consulte o seu médico. Não aperte em demasia, para não dificultar a circulação sanguínea. Evite o uso sobre a pele lesionada ou ferida. Qualquer uso diferente dos mencionados nesta embalagem, inclusive o pós-cirúrgico, deverá seguir orientação médica. Quando não estiver em uso, conserve ao abrigo do calor, da luz e da umidade.
Indicações:	Entorses leves do tornozelo (substitui a goteira gessada), Tratamento de lesões que exijam restrições dos movimentos de flexão e lateralização do tornozelo, Prevenção e tratamento da artrite reumatóide e Indicado para a prática de atividades esportivas, quando retiradas as talas.
Modo de usar:	Recomenda-se que o Imobilizador seja colocado no usuário por outra pessoa. Utilize o Imobilizador sobre uma meia grossa. Posicione o pé em 90°. Solte todas as faixas do fecho aderente, abrindo completamente o Imobilizador. Ao colocar o Imobilizador, puxe-o de modo que o calcanhar se encaixe no orifício. Apóie, então, o pé no chão. A seguir, ajuste a lingüeta, curvando as talas de alumínio, se necessário, para moldá-las ao peito do pé. Para fixá-lo, feche primeiro a faixa central com os fechos aderentes. Repita a operação com as demais faixas. Ajuste a pressão conforme o desejado, reajustando as faixas conforme necessidade. Para ajustar as faixas largas, transpasse-as pelo pé e feche-as na parte de trás do calcanhar.
Modo de lavar:	Lave manualmente com sabão neutro em água até 40°C. Não lave ou seque em máquina. Não utilize produtos clorados. Não remova manchas com solventes. É possível secar na vertical, sem torcer. Não passe a ferro nem utilize vaporização ou tratamento a vapor. Não limpe a seco. Mantenha os fechos aderentes unidos ou cobertos para evitar danos ao produto.