



## CERTIFICADO DE GARANTIA

03 (Três) Meses contra defeito de fabricação

Nome do Cliente: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

Complemento: \_\_\_\_\_

Bairro: \_\_\_\_\_

Cidade: \_\_\_\_\_

UF: \_\_\_\_\_ CEP: \_\_\_\_\_

Data da Compra: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ Nota Fiscal (Nº): \_\_\_\_\_

Nº de Série: \_\_\_\_\_ Nº Lote: \_\_\_\_\_

Equipamento: \_\_\_\_\_

OBS: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



**DISTRIBUIDOR/IMPORTADOR:**

**ARKTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA**


**R. Antônio Victor Maximiano, 107 Bloco A, Parque Industrial II**

**CEP: 85825-000 - Santa Tereza do Oeste - Paraná - Brasil**

**CNPJ: 01.417.367/0001-78**

Responsável Técnico: Dr. Alex Fernando Zani

Crefito: 8/8409 - F

 NAQ - 0800 7070 010

## MANUAL DO EQUIPAMENTO



### EXTENSOR TRAINER

## **EXTENSOR TRAINER – ALIVIA DOR NA LOMBAR E DAS COSTAS**

(O Extensor Trainer Arktus é um instrumento projetado anatomicamente a fim de possibilitar auxílio no alívio de dor crônica na região de coluna baixa (lombar), desequilíbrio postural, restaurar uma curvatura mais saudável e ainda garante reeducação e correção da postura do ombro, evitando também as dores cervicais. O Corretor Postural é aplicado com fins ortopédicos ideal para você que deseja alongar-se de forma suave, para principalmente aliviar desconfortos e pode ser ajustado de acordo com suas necessidades. É de fácil manuseio e portátil, promovendo reeducação postural em qualquer lugar! Pode ser utilizado sobre maca, cama, no chão ou até mesmo na sua cadeira de trabalho.

Indicado para alívios de dores de baixa intensidade, proporcionando versatilidade. Seu uso proporciona alinhamento da coluna e relaxamento muscular ao mesmo tempo, favorecendo a reeducação postural distribuindo uniformemente os esforços de maus hábitos feitos pelo corpo, induzindo o usuário a postar-se corretamente.

A coluna tem função de suporte, flexibilidade e proteção da medula espinhal e possui 4 curvaturas naturais que fornecem tais funções. A partir dessas características, pode-se relacionar a postura com o equilíbrio corporal, que por sua vez está relacionada com o equilíbrio entre as estruturas ósseas e musculares. Quando são intensificados, os maus hábitos posturais resultam nas famosas dores na coluna, que devem ser avaliados por profissional da saúde o qual irá indicar o tratamento correto.

### **Características e Benefícios: Diferenciais:**

Possui em toda sua superfície cravos com pontas arredondadas que atuam estimulando a pele, proporcionando boas sensações ao usuário, além de ser excelente para massagear as costas, atrelando bem-estar e saúde em um só produto. Pronto para uso. É sua coluna realinhada e saudável, livre de pontos de tensão (pontos gatilhos) e dores por mais tempo.

### **Instruções de uso:**

Posicione o Extensor Trainer no local pretendido de uso (maca, cama, chão e outros) e ajuste o nível de altura para maior alcance, o usuário pode escolher o nível adequado de acordo com o biotipo de sua coluna;

Deite-se de barriga para cima sobre o extensor, de forma que a lombar fique bem posicionada na base e as escápulas fiquem sobre a outra extremidade;

Certifique-se de nivelar a altura de forma que fique confortável, que a curvatura da coluna não fique retraída ou protusa de forma excessiva;

Deite-se e relaxe por pelo menos 10 minutos por dia para sentir os benefícios do Extensor Trainer. Os cravos com pontas arredondadas que promovem automassagem na pele, e ajuda a distribuir o peso do usuário, a fim de promover relaxamento, e diminuir as sensações que o estresse diário causa;

**\* O produto deve ser utilizado com a supervisão de um profissional adequado.**

### **Indicações de Uso:**

- \* Alívio de dores lombares e costas;
- \* Melhora da Ergonomia do usuário;
- \* Reeducação postural;
- \* Melhora da flexibilidade nos músculos: Lombares, Costas e Ombro.

### **TERMO DE GARANTIA**

Este produto é garantido pelo prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de venda, contra defeitos de fabricação, desde que usado em condições normais e de acordo com o manual de instruções. Esta garantia não dá cobertura para os casos abaixo relacionados:

- Utilização do produto em lugar impróprio;
- Não seguir as orientações do Manual.
- Desgaste natural em virtude do uso;