



Para uso em Fisioterapia, Medicina e Estética

## Gel Para Meios de Contato

Manter em local fresco e evitar exposição à luz solar.

**ANVISA registro nº 80122200001**

*Gel para meios de contato. É utilizado para conduzir impulsos de aparelhos de ultrassom, em aparelhos destinados a fisioterapia e qualquer outro aparelho que necessite de um meio de contato.*

**MODO DE USAR:** Aplicar sobre a superfície da pele quantidade suficiente.

**USO EXTERNO:** Produto exclusivo para condução de impulsos.

**PRECAUÇÕES:** Se ingerido, tomar água em abundância, Armazenar em temperatura ambiente, O frasco deve ser mantido bem fechado e protegido da umidade e calor, Após aberto utilizar em 90 dias.

**COMPOSIÇÃO:** Polímero Carboxivinílico, Conservantes, Espessante e Água Purificada, Pode conter corante.

**Fabricado por:**

RMC – IND. BRASILEIRA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

CNPJ Nº: 04.716.276/0001-21

I.E – 168.1245.531.114

Rua: Ramira Moreira Siqueira, nº 239

Jardim Moreirinha – Amparo – SP – Brasil - Cep: 13903-340

Farm. Resp.: Dr. Alessandro de O. Facca – CRF Nº 25.319

ANVISA REG Nº 80122200001 - INDÚSTRIA BRASILEIRA

Site: [www.rmcelclinico.com.br](http://www.rmcelclinico.com.br)

\*Manter longe do alcance de crianças \* Lote e Validade: Vide Verso.

**Peso Líquido 5 kg**

**SAC**

Fone: (19) 3808-5224  
e-Mail: [sac@rmcelclinico.com.br](mailto:sac@rmcelclinico.com.br)