

Com diversos níveis de inflagem





O **Disco Proprioceptivo Inflável Arktus** oferece diferentes possibilidades de uso, indicado para uso em academias, escolas, clubes e residências.

- Exercícios de Propriocepção
  - Treino de Equilíbrio
  - Fortalecimento Muscular
- Prevenção de Lesões Articulares e Musculares.

#### Modo de usar:



Utilize o **Disco Inflável Arktus** para exercicios físicos diversos conforme as indicações do produto e de acordo com a orientação de profissionais especializados. Segue abaixo o passo a passo para inflar seu **Disco Inflável Arktus** com segurança:

- Retire o bico do disco (caso esteja inserido no orificio) e utilize um adaptador caso seja necessário para inflar com a bomba de mão ou bomba de pé;
- Insira o bico da bomba de ar (certifique-se que a pressão do ar seja continua) e comece o processo de bombeamento. Inflar lentamente o disco para que o material estique gradativo e não danifique.
- 3. Quando chegar no tamanho adequado, parar de inflar e inserir o bico para o fechamento.

**ATENÇÃO:** Não deixar o disco exposto por muito tempo ao calor do sol, esse aquecimento pode danificá-lo.

## Advertências e precauções:



- Consulte sempre um profissional especializado para receber as orientações adequadas sobre os exercícios.
- Este produto possui restrição de peso. Não exceda a carga máxima permitida do produto (120 Kg).
- Crianças somente devem utilizar o disco mediante supervisão constante de adultos.

- Mantenha sempre a postura adequada.
- Realize a inspeção diária sempre antes de utilizar o disco inflável. Caso seja constatado algum defeito, não utilizá-lo e nem fazer reparos (remendos). Isto pode provocar acidentes e lesões aos seus usuários.
- Inspecione sempre a superfície onde o disco inflável será usado, removendo quaisquer objetos pontiagudos e/ou cortantes que possam causar danos ao produto. Use sempre em superfícies lisas, de preferência sobre tapetes ou tatames.
- Evite o uso em ambientes externos, pois pode haver o risco de que algo na superficie danifique o disco. Não deixar o disco exposto por muito tempo ao calor do sol, esse aquecimento pode danificá-lo.

# contraindicações:



- Não é indicado o uso do Disco Proprioceptivo Inflável Arktus sem o acompanhamento de um profissional especializado, principalmente para pessoas que tenham distúrbios de sensibilidade e que não tenham controle das funções motoras.
- Não é recomendado para usuários com peso superior a 120 Kg.

## Modo de conservação:



- Conserve o produto ao abrigo da luz solar, calor e umidade. Não deve ser exposto a fontes de calor ou luz solar direta, pois pode afetar negativamente a sua qualidade.
- Recomenda-se limpar o produto quando estiver inflado. A limpeza deve ser realizada com um pano macio, limpo e levemente umedecido com água e, se necessário, use sabão neutro. Enxágue com um pano levemente úmido. É importante secar logo em seguida. Não use qualquer material solvente, ácido, cera, óleo ou álcool. Após a limpeza, guarde-o somente quando estiver totalmente seco.

### composição e Fabricação:



Medidas: 33 cm x 33 cm x 6,50 cm Espuma de PVC (Policloreto de Vinil) Fabricante: A.I. CO. LTD.

Garantia de 3 meses / Validade Indeterminada



#### Importado por:

Arktus Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda.

CNPJ 01.417.367/0001-78 | Inscrição Estadual 903.46368-66 Rua Antônio Victor Maximiano, 107 - Bloco A - Parque Industrial II CEP 85.825-000 - Santa Tereza do Oeste - Paraná

